

## 基因组 DNA 提取实验报告

### 1 实验器材及试剂

#### 1.1 实验器材

名称	厂家	型号
台式高速冷冻型微量离心机	DragonLab	D3024R
超净工作台	苏净安泰	SW-CJ-1FD
标准试剂型纯水仪	青岛富勒姆科技有限公司	FBZ2001-up-p
超微量分光光度计	Thermo	NanoDrop2000

#### 1.2 主要实验试剂及耗材

试剂	厂家	货号
血液/细胞/组织基因组 DNA 提取试剂盒	Tiagen Biotech(Beijing) CO.,LTD	DP304
异丙醇	国药集团化学试剂有限公司	80109218
离心管	Wanwu	
TIP 头	Wanwu	

### 2 基因组 DNA 提取步骤

#### 2.1 样本前处理

2.1.1 将组织处理为细胞悬液，10000 g 离心 1min，倒尽上清，加 300 $\mu$ l 缓冲液 GA，振荡 15s，室温放置 5min。

2.1.2 若为悬浮细胞，收集细胞沉淀，若为贴壁细胞，弃掉培养基，用 PBS 洗一遍，胰酶消化，PBS 洗一遍，收集细胞沉淀，加入 300  $\mu$ l GA，振荡 15s，室温放置 5min。

2.1.3 若为血液样本，取 300  $\mu$ l 新鲜血液。

2.2 加入 20  $\mu$ l 蛋白酶 K 溶液，混匀，56 $^{\circ}$ C 处理 1-3h。

2.3 加入 300  $\mu$ l 缓冲液 GB，充分颠倒混匀，70 $^{\circ}$ C 放置 10min，简短离心以去除管盖内壁的水珠。

2.4 加入 300  $\mu$ l 无水乙醇，充分振荡混匀 15s，简短离心以去除管盖内壁的水珠。

2.5 将上一步所得溶液和絮状沉淀都加入一个吸附柱 CB3 中（吸附柱放入收集管中），12000 g 离心 30s，倒掉废液，将吸附柱 CB3 放回收集管中。

2.6 向吸附柱 CB3 中加入 500  $\mu$ l 缓冲液 GD（已加入无水乙醇），12000 g 离心 30s，倒掉废液，将吸附柱 CB3 放回收集管中。

2.7 向吸附柱 CB3 中加入 700  $\mu$ l 漂洗液 PW（已加入无水乙醇），12000 g 离心 30s，倒掉废液，将吸附柱 CB3 放回收集管中。

2.8 向吸附柱 CB3 中加入 500  $\mu$ l 漂洗液 PW，12000 g 离心 30s，倒掉废液。

2.9 将吸附柱 CB3 放回收集管中，12000 g 离心 2min，倒掉废液，室温放置 10min，以彻底

晾干吸附材料中残余的漂洗液。

2.10 将吸附柱 CB3 转入一个干净的离心管中，向吸附膜的中间部位悬空滴加 100  $\mu$ l TE 洗脱缓冲液，室温放置 5min，12000 g 离心 2min，将溶液收集到离心管中。

2.11 将离心得到的溶液再加入吸附柱 CB3 中，室温放置 2min，12000 g 离心 2min，将溶液收集到离心管中。

## Genomic DNA extraction Lab Report

### 1 Laboratory Equipment and Reagents

#### 1.1 Laboratory equipment

Equipment	Manufacturers	Model
Centrifuge	DragonLab	D3024R
Clean bench	Suzhou Antai Air Tech Co., Ltd	SW-CJ-1FD
Standard reagent type pure water meter	Qingdao Fulum Technology Co., Ltd	FBZ2001-up-p
Ultramicro spectrophotometer	Thermo	NanoDrop2000

#### 1.2 Reagents

Reagents	Manufacturers	Order
TIANamp Genomic DNA Kit	Tiagen Biotech(Beijing) CO.,LTD	DP304
Isopropyl alcohol	Sinopharm Group Chemical Reagent Co., Ltd.	80109218
Centrifuge tube	Wanwu	
TIP	Wanwu	

### 2 Genomic DNA Extraction Experimental steps

#### 2.1 Samples preparation

2.1.1 For blood, please use 200  $\mu$ l fresh, frozen or anticoagulant adding blood. If less than 200  $\mu$ l, please make up with buffer GA to 200  $\mu$ l.

2.1.2 If the sample is blood from poultry, birds, amphibians, of which red blood cells have nucleolus, the amount should be reduced to 5-20  $\mu$ l and adjust the volume to 200  $\mu$ l with buffer GA.

2.1.3 The adherent cells should be treated to cell suspension first, then centrifuge the cells for 1 min at 10,000 rpm ( $\sim 11,200 \times g$ ), then discard the flow-through and re-suspend cell pellet in 200  $\mu$ l buffer GA.

2.1.4 Animal tissue (spleen  $< 10$ mg) should be treated to cell suspension first, then centrifuge the cells for 1 min at 10,000 rpm ( $\sim 11,200 \times g$ ), then discard the flow-through and re-suspend cell pellet in 200  $\mu$ l buffer GA.

2.2 Add 20  $\mu$ l Proteinase K, mix thoroughly by vortex. If the sample is tissue: incubate at 56°C until the tissue is completely lysed.

2.3 Add 200  $\mu$ l Buffer GB to the sample, mix thoroughly by vortex, and incubate at 70°C for 10 min to yield a homogeneous solution. Briefly centrifuge the 1.5 ml microcentrifuge tube to remove drops from the inside of the lid.

2.4 Add 200  $\mu$ l ethanol (96-100%) to the sample, and mix thoroughly by vortex for 15 s. A white

precipitate may form on addition of ethanol. Briefly centrifuge the 1.5 ml microcentrifuge tube to remove drops from the inside of the lid.

2.5 Pipet the mixture from step 4 into the Spin Column CB3 (in a 2 ml collection tube) and centrifuge at 12,000 rpm ( $\sim 13,400 \times g$ ) for 30 s. Discard flow-through and place the spin column into the collection tube.

2.6 Add 500  $\mu$ l Buffer GD (Ensure ethanol (96-100%) has been added) to Spin Column CB3, and centrifuge at 12,000 rpm ( $\sim 13,400 \times g$ ) for 30 s, then discard the flow-through and place the spin column into the collection tube.

2.7 Add 600  $\mu$ l Buffer PW (Ensure ethanol (96-100%) has been added) to Spin Column CB3, and centrifuge at 12,000 rpm ( $\sim 13,400 \times g$ ) for 30 s. Discard the flow-through and place the spin column into the collection tube.

2.8 Repeat Step 7.

2.9 Centrifuge at 12,000 rpm ( $\sim 13,400 \times g$ ) for 2 min to dry the membrane completely. Note: The residual ethanol of buffer PW may have some affection in downstream application. 10. Place the Spin Column CB3 in a new clean 1.5 ml microcentrifuge tube, and pipet 50-200  $\mu$ l Buffer TE directly to the center of the membrane. Incubate at room temperature (15-25°C) for 2-5 min, and then centrifuge for 2 min at 12,000 rpm ( $\sim 13,400 \times g$ ).