

## 冰冻切片 dab tunel 实验报告

### 1. 实验器材及试剂

#### 1.1 实验器材

名称	厂家	型号
冰冻切片机	Thermo	Cryotome E
载玻片	wanwu	
盖玻片	江苏世泰实验器材有限公司	10212432C
脱色摇床	wanwu	TSY-B
涡旋混合器	wanwu	MX-F
掌上离心机	wanwu	D1008E
移液枪	Dragon	KE0003087/KA0056573
组化笔	wanwu	WG1066-1
冰箱	青岛海尔股份有限公司	BCD-192TGN
显微镜	Nikon	E100
成像系统	日本尼康	NIKON DS-U3

#### 1.2 主要实验试剂

试剂	厂家	货号
4%多聚甲醛	wanwu	G1101
PBS 缓冲液	wanwu	G0002
蛋白酶 K	wanwu	G1205
破膜液	wanwu	G1204
3%双氧水	wanwu	
苏木素染液	wanwu	G1004
苏木素分化液	wanwu	G1039
苏木素反蓝液	wanwu	G1040
中性树脂	国药集团化学试剂有限公司	10004160
Tunel 试剂盒	wanwu	G1507
DAB 显色剂	wanwu	G1212

## 2.冰冻切片 tunel 实验步骤

2.1 冰冻切片固定：冰冻切片 37°C烘箱烘烤 10-20min，控干水分。置于 4%多聚甲醛固定 30min，于 PBS (PH7.4) 中在脱色摇床上晃动洗涤 3 次，每次 5min。

2.2 修复：切片稍甩干后用组化笔在组织周围画圈（防止液体流走），在圈内滴加蛋白酶 K 工作液覆盖组织，37 度温箱孵育 20min。将玻片置于 PBS (PH7.4) 中在脱色摇床上晃动洗涤 3 次，每次 5min。

2.3（可选步骤）破膜：切片稍甩干后在圈内滴加破膜工作液覆盖组织，常温下孵育 20min，将玻片置于 PBS (PH7.4) 中在脱色摇床上晃动洗涤 3 次，每次 5min。

2.4 阻断内源性过氧化物酶：将玻片置于 PBS (PH7.4) 中在脱色摇床上晃动洗涤 3 次，每次 5min。切片放入 3%双氧水溶液，室温避光孵育 20 min，将玻片置于 PBS (PH7.4) 中在脱色摇床上晃动洗涤 3 次，每次 5min。

2.5 室温平衡：切片稍甩干后在圈内滴加 buffer 覆盖组织，buffer 常温孵育 10min。

2.6 加反应液： 去掉平衡液，Recombinant TdT enzyme: Biotin-dUTP Labeling Mix: Equilibration Buffer=1 μL: 5 μL: 50 μL 比例混合，加到圈内覆盖组织，切片平放于湿盒内，37°C温箱孵育 1 小时，湿盒内加少量水保持湿度。

2.7 加 Streptavidin-HRP 反应液：将玻片置于 PBS (PH7.4) 中在脱色摇床上晃动洗涤 3 次，每次 5min。Streptavidin-HRP 和 TBST 按 1: 200 比例混合，加到圈内覆盖组织，切片平放于湿盒内，37°C温箱孵育 30min。将玻片置于 PBS (PH7.4) 中在脱色摇床上晃动洗涤 3 次，每次 5min。

2.8 DAB 显色：切片稍甩干后在圈内滴加新鲜配制的 DAB 显色液，显微镜下控制显色时间，阳性为细胞核呈棕黄色，纯水冲洗切片终止显色。

2.9 复染细胞核：苏木素复染 1min 左右，纯水洗涤，分化液分化数秒，纯水洗涤，氨水返蓝，纯水冲洗。

2.10 脱水封片：将切片经 4 缸 100%酒精脱水，每缸 5min，随后在正丁醇中浸泡 5min，放入二甲苯中进行透明，时间 5min 以上，将切片从二甲苯拿出来稍晾干，中性树胶封片。

## 3.冰冻切片 tunel 结果判读

苏木素染细胞核为蓝色，DAB 显出来的阳性凋亡细胞核为棕黄色

**DABTunel assay report (Frozen-slides)****1. Apparatus and reagents**

## 1.1 Apparatus

<b>Name</b>	<b>Producer</b>	<b>Model</b>
Freezing microtome	Thermo	Cryotome E
Glass microscope slides	wanwu	
Coverslips	CITOTEST	10212432C
Rocker	wanwu	TSY-B
Vortex	wanwu	MX-F
Micro-centrifuge	wanwu	D1008E
Pipettor	Dragon	KE0003087/KA0056573
Liquid blocker pen	wanwu	WG1066-1
Refrigerator	Haier	BCD-192TGN
Ortho-Fluorescent Microscopy	Nikon	NIKON ECLIPSE C1
Imaging system	Nikon	NIKON DS-U3

## 1.2 Major reagents

<b>Name</b>	<b>Producer</b>	<b>Model</b>
4% <b>paraformaldehyde</b>	wanwu	G1101
PBS solution	wanwu	G0002
Proteinase K	wanwu	G1205
Permeabilize solution	wanwu	G1204
3% H2O2	wanwu	G0115
Hematoxylin staining solution	wanwu	G1004
Hematoxylin solution	differentiate wanwu	G1039
Hematoxylin bluing solution	wanwu	G1040
Resin mounting medium	SCRC	<b>10004160</b>

---

Tunel Assay Kit	wanwu	G1507
DAB reagent	wanwu	G1212

---

## 2. Procedure

2.1 Fix frozen-slides: restore frozen-slides to room temperature and dry in air. Fix in cold acetone 10 min and then dry in air. Wash three times with PBS (pH 7.4) in a Rocker device, 5 min each.

2.2 Antigen retrieval: eliminate obvious liquid, mark the objective tissue with liquid blocker pen. Add proteinase K working solution to cover objectives and incubate at 37°C for 20 min. then wash three times with PBS (pH 7.4) in a Rocker device, 5 min each.

2.3 ( optional step ) Permeabilization: eliminate excess liquid, add permeabilize working solution to cover objective tissue, then incubate at room temperature for 20 min. wash three times with PBS (pH 7.4) in a Rocker device, 5 min each.

2.4 Block endogenous peroxidase: wash three times with PBS (pH 7.4) in a Rocker device, 5 min each. Immerse in 3% H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> and incubate at room temperature for 20 min, kept in dark place. Then wash again three times with PBS (pH 7.4) in a Rocker device, 5 min each.

2.5 Equilibrium at room temperature: After the slices are slightly dried, buffer is added to the tissues in the circle, and the buffer is incubated at room temperature for 10 minutes

2.6 Tunel reaction: Take appropriate amount of TDT enzyme, dUTP and buffer in the tunel kit according to the number of slices and tissue size and mix at 1:5:50 ratio。 Prepare this reaction solution according to demand before use. Add this mixture to objective tissue placed in a flat wet box, incubate at 37°C for 1 h. be sure to keep the wet box moist by adding water.

2.7 Reagent Streptavidin-HRP and TBST are mixed at a ratio of 1:200, added to the circle to cover the tissue, the slices are placed in a wet box, and incubated in a 37°C incubator for 30 minutes. The slides were placed in PBS (PH7.4) and washed with shaking on a decolorizing shaker 3 times, 5 min each time.

2.8 DAB developing: dry sections slightly, add fresh prepared DAB chromogenic reagent to marked tissue. Manage reaction time by observing in microscopy until nucleus shows brown-yellow. Then stop developing reaction by wash in pure water.

2.9 Counterstain in nucleus with Hematoxylin staining solution for 1 min and wash in pure water.

---

---

Treat with the differentiate solution for a few seconds, wash in pure water. Back to blue by bluing solution, wash in pure water.

2.10 Dehydrate the slices in 4 cylinders of 100% alcohol for 5 minutes each, then soak them in n-butanol for 5 minutes, Put it in xylene for transparency, more than 5min. Dry briefly and mount with resin mounting medium.

### 3. Results

Nucleus stained with hematoxylin are blue. The positive apoptosis cells developed by DAB reagent have brown-yellow nucleus.