

## 石蜡切片 SABER-地高辛荧光原位杂交 (TSA) 双标实验报告

## 1. 实验器材及试剂

## 1.1. 实验器材

名称	厂家	型号
脱水机	DIAPATH	Donatello
载玻片	wanwu	
盖玻片	江苏世泰实验器材有限公司	10212432C
病理切片机	上海莱卡仪器有限公司	RM2016
无酶离心管	wanwu	EP-150-M
摇床(钟摆式)	wanwu	TSY-B
涡旋混匀	wanwu	MX-F
移液枪	Dragon	KE0003087/KA0056573
Gene tech pen	Gene tech	GT1001
冰箱	青岛海尔股份有限公司	BCD-192TGN
正置荧光显微镜	日本尼康	NIKON ECLIPSE CI
成像系统	日本尼康	NIKON DS-U3
恒温箱	LABOTERY	GSP-70
高压灭菌锅	松下健康医疗	MLS-3751L-PC
包埋机	武汉俊杰电子有限公司	JB-P5
冻台	武汉俊杰电子有限公司	JB-L5
组织摊片机	浙江省金华市科迪仪器设备有限公司	KD-P

## 1.2. 主要实验试剂

试剂	厂家	货号	稀释比
DEPC	Amresco	E174	
4%多聚甲醛 (DEPC 水)	wanwu	G1113	
石蜡	Sakura		
无水乙醇	国药集团化学试剂有限公司	100092683	
二甲苯	国药集团化学试剂有限公司	10023418	
PBS 缓冲液 (DEPC)	wanwu	G0002	
20×SSC 洗脱液	wanwu	G3016-4	
BSA	wanwu	G5001	
蛋白酶 K	wanwu	G1205	
DAPI	wanwu	G1012	

---

抗荧光淬灭封片剂	wanwu	G1401
杂交缓冲液	wanwu	G3016-3
anti-DIG-HRP	Jackson	200-032-156
FITC-TSA	wanwu	
CY3-TSA	wanwu	

---

## 2.石蜡切片地高辛荧光原位杂交实验步骤

- 2.1.组织固定：组织取出洗净后立即放入固定液（DEPC 水配制）中固定 12h 以上。
  - 2.2.脱水：组织固定完成后经梯度酒精脱水后浸蜡，包埋。
  - 2.3.切片：石蜡经切片机切片，摊片机捞片，62°烤箱烤片 2h。
  - 2.4.石蜡切片脱蜡至水：依次将切片放入二甲苯I15min-二甲苯II15min-无水乙醇I5min-无水乙醇II5min,风干，DEPC 水浸泡。。
  - 2.5.消化：根据组织固定时间长短，切片于修复液中煮沸 10 分钟，自然冷却。后基因笔画圈，根据不同组织不同指标特性，滴加蛋白酶 K(20ug/ml) 37°消化 20 min。纯水冲洗后 PBS 洗 3 次×5min。
  - 2.6.阻断内源性过氧化物酶：滴加 3%甲醇-H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>，室温避光孵育 15min，将玻片置于 PBS（PH7.4）中在脱色摇床上晃动洗涤 3 次，每次 5min。
  - 2.7.预杂交：滴加预杂交液，37°C 孵育 1h。
  - 2.8.杂交：倾去预杂交液，滴加含探针 hsa\_circ\_0060927 杂交液，浓度 500nM，恒温箱 42 度杂交过夜。
  - 2.9.杂交后洗涤：洗去杂交液，2×SSC，37°C 洗 10min，1×SSC，37°C 洗 2×5min，0.5×SSC 室温洗 10min。若非特异杂交体较多，可以增加甲酰胺洗涤。
  - 2.10.二标孵育：滴加含二标探针杂交液，稀释比 1：400.42° 孵育 3h。后 2×SSC，37°C 洗 10min，1×SSC，37°C 洗 2×5min，0.5×SSC 37°洗 10min。
  - 2.11.滴加封闭液：滴加封闭血清 正常兔血清。室温 30min。
  - 2.12.滴加鼠抗地高辛标记过氧化物酶（anti-DIG-HRP）：倾去封闭液，滴加 anti-DIG-HRP。37°C 孵育 50min，后 PBS 洗 3 次×5min。
  - 2.13.滴加 FITC-TSA：滴加 FITC-TSA 试剂，避光室温反应 5min。后 TBST 洗 3 次×10min.PBS 洗 1 次×5min。
  - 2.14.杂交：倾去预杂交液，滴加杂交液（含探针 mir-195-5p 浓度 500nM），42 度杂交过夜。
  - 2.15.杂交后洗涤：洗去杂交液，2×SSC，37°C 洗 10min，1×SSC，37°C 洗 2×5min，0.5×SSC 37°洗 10min。若非特异杂交体较多，可以增加甲酰胺洗涤
  - 2.16.三标孵育：滴加含二标探针杂交液，稀释比 1：400.42° 孵育 3h。后 2×SSC，37°C 洗 10min，1×SSC，37°C 洗 2×5min，0.5×SSC 37°洗 10min。
  - 2.17.滴加封闭液：滴加封闭血清 正常兔血清。室温 30min。
  - 2.18.滴加鼠抗地高辛标记过氧化物酶（anti-DIG-HRP）：倾去封闭液，滴加 anti-DIG-HRP。37°C 孵育 50min，后 PBS 洗 3 次×5min。
-

**2.19.滴加 CY3-TSA:** 滴加 CY3-TSA 试剂, 避光室温反应 5min。后 PBS 洗 3 次×5min.

**2.20.DAPI 复染核:** 切片滴加 DAPI 染液, 避光孵育 8min, 冲洗后滴加抗荧光淬灭封片剂封片。

**2.21.镜检拍照:** 切片于尼康正置荧光显微镜下观察并采集图像。(紫外激发波长 330-380nm, 发射波长 420nm,发蓝光; FAM(488)绿光激发波长 465-495nm, 发射波长 515-555 nm, 发绿光; CY3 红光激发波长 510-560, 发射波长 590nm, 发红光。)

### 3.石蜡切片地高辛荧光原位杂交实验结果判读

DAPI 染出来的细胞核在紫外的激发下为蓝色, 阳性表达为相应荧光素 (488) 标记的绿光。CY3 标记的红光。mRNA 原位杂交显示结果理论为胞浆阳性, 少数核阳性属正常。micRNA 与 lncRNA 不同指标表达定位不同。根据表达量不同荧光亮度有强弱。

**注:** 上述涉及到的所有试剂, 仪器等在 RNA 原位杂交实验时都需使用 DEPC 处理后的 Rnase free 环境。

#### 附表 1 探针信息

hsa\_circ\_0060927 probe:

5' -CAGTCTTCCCCTTCCCTGAGGCGTATTATCG  
(ttt CATCATCAT ACATCATCAT)<sub>30</sub>-3'

二标探针:

5' -DIG-tt ATGATGATGT ATGATGATGT -3'

mir-195-5p probe:

5'-GCCAATATTTCTGTGCTGCTA  
(ttt AATACTCTC AATACTCTC)<sub>30</sub>-3'

三标探针:

5' -DIG-tt GAGAGTATT GAGAGTATT-3'

**Paraffin –DIG -TSA -ISH protocol****1. Apparatus and reagents****1.1 Apparatus**

<b>Name</b>	<b>Producer</b>	<b>Model</b>
Dehydrator	DIAPATH	Donatello
Glass slide	wanwu	
Coverslip	Citotest	10212432C
Pathologic microtome	Leica	RM2016
Enzyme-free centrifuge tubes	wanwu	EP-150-M
Shaker	wanwu	TSY-B
Vortex	wanwu	MX-F
Pipettor	Dragon	KE0003087/KA0056573
Gene tech pen	Gene tech	GT101
Microscopy	Nikon	NIKON ECLIPSE CI
Imaging system	Nikon	NIKON DS-U3
Incubator	LABOTERY	GSP-70

---

autoclave	PANASONIC	MLS-3751L-PC
Paraffin embedding machine	WHJJ	JB-P5
Frozen flat	WHJJ	JB-L5
Tissue spreader	Kedee	KD-P

---

### 1.2 Major reagents

---

reagent	manufacturer	article number
DEPC	Amresco	E174
4% of paraformaldehyde (DEPC water)	wanwu	G1113
Paraffin wax	Sakura	G1113
Ethanol	SCRC	100092683
Xylene	SCRC	10023418
PBS solution (DEPC)	wanwu	G0020
20×SSC solution	wanwu	G3016-4
BSA	wanwu	G5001
Proteinase K	wanwu	G1205
DAPI	wanwu	G1012
Anti-fluorescence quenching sealing tablets	wanwu	G1401
hybridization buffer	wanwu	G3016-3
anti-DIG-HRP	Jackson	G3016-3
FITC-TSA	wanwu	200-032-156

---

## 2. The steps of the experiment

2.1 **Organization fixed:** take out the organization, wash clean, then Immediately put in the fixed fluid (DEPC) above 12h.

2.2 **Dehydration:** The tissue is dehydrated by gradient alcohol, paraffin, embedding.

2.3 **Section:** the paraffin is sliced through the slicer, the piece of the slice machine and the 62 - degree oven roast for 2 hours.

2.4 **Dewaxing and dehydration:** soak sections in 2 changes of xylene, 15 minutes each. Dehydrate in 2 changes of pure ethanol for 5 minutes each. Then, followed respectively by dehydrating in gradient ethanol of 85%and 75% ethanol 5 minutes for each. Wash in DEPC dilution.

2.5 **Digestion:** according to the tissue fixation time, the slices are boiled in the retrieval solution for 10-15 minutes and naturally cooled. Mark the objective tissue with liquid blocker pen, according to the characteristics of tissues, Add proteinase K(20 ug/ml) working solution to cover objectives and incubate at 37°C for \_\_\_min. Washing with pure water, then wash three times with

PBS (pH 7.4) in a Rocker device, 5 min each.

**2.6 Block endogenous peroxidase:** add 3% methanol-H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, incubate in dark at room temperature for 15min. Wash slides in PBS(PH7.4) three times for 5 min each with gentle agitation.

**2.7 Pre-hybridization:** add Pre-hybridization solution to each section and incubate for 1 h at 37°C.

**2.8 Hybridization:** remove the pre-hybridization solution, add the probe hybridization solution with concentration of \_\_\_\_, and incubate the section in a humidity chamber and hybridize overnight at \_\_\_\_°C.

**2.9 Washing:** remove the hybridization solution. Wash sections with 2×SSC for 10 min at 37°C , Wash sections in 1×SSC two times for 5 min each at 37°C, and wash in 0.5×SSC for 10 min at room temperature. Formamide washing can be added if there are more non-specific hybrids.

**2.10 Blocking:** add blocking solution (rabbit serum) to the section and incubate at room temperature for 30 min.

**2.11** Add the mouse anti-digoxigenin-labeled peroxidase (anti-DIG-HRP): remove the blocking solution and add anti-DIG-HRP. Incubate at 37 °C for 40 min, then Wash sections in PBS four times for 5 min each.

**2.12 TSA developing:** dry sections slightly, add fresh prepared TSA chromogenic reagent to marked tissue. Reaction in dark for 5 min at room temperature. Then wash sections in PBS three times for 10 min each.

**2.13 Stain cell nuclei (counter stain):** incubate with DAPI for 8min in the dark, and then mounting.

**2.14 Microscopic examination and photography :** to take photos with positive fluorescence microscope. DAPI glows blue by UV excitation wavelength 330-380 nm and emission wavelength 420 nm; FAM glows green by excitation wavelength 465-495 nm and emission wavelength 515-555 nm; CY3 glows red by excitation wavelength 510-560 nm and emission wavelength 590 nm.

### **3. Interpretation of the results**

The nuclear stained by DAPI were blue under ultraviolet excitation, and the positive expression was a kind of fluorescence labeled by corresponding luciferin. FAM (488) appears green, cy3 appears red. The results of mRNA in situ hybridization were cytoplasmic positive and a few nuclear positive were normal. MicRNA and lncRNA were expressed differently. According to the expression, Different fluorescence brightness is strong or weak.

Note: All reagents, instrument need RNase free.

**Attached table 1 probe information.**



合肥万物生物科技有限公司  
HEFEI WANWU technology CO.,LTD

---

---

地址：合肥市蜀山区长江路248号11层  
电话：400-1016-218

网址：<http://www.wanwusw.com>  
邮箱：2028438226@qq.com